

## Respimat is veranderd

Zoals bekend is de Respimat in ons Transmuraal Formularium [Astma](#) en [COPD](#) opgenomen. Omdat de Respimat binnenkort veranderd willen we jullie daar nu al over informeren. Het is aan te raden om deze informatie ook te delen in het eerstvolgende FTO.

In april 2019 introduceert Boehringer Ingelheim de Navulbare Respimat voor het gehele Respimat portfolio. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:

- De Respimat wordt navulbaar en kan tot 6 patronen worden nagevuld.
- De beschikbare verpakkingen zijn: 1 Respimat met 1 patroon, 1 Respimat met 3 patronen en vanaf oktober 2019 verpakking met 6 patronen.
- Doordat de patroon anders wordt vormgegeven, wordt de Respimat ongeveer 1 cm groter.
- De dosisteller bevindt zich straks op de patroon en is duidelijk afleesbaar.
- Als de patroon leeg is, komt er een duidelijk signaal dat deze vervangen moet worden. De doorzichtige houder komt namelijk vanzelf los.
- Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat het dagelijks gebruik voor de patiënt niet verandert. Dat inhalatie bestaat nog steeds uit de stappen 'draai, open, druk'. Een instructiefilmpje en meer informatie voor de patiënt zijn beschikbaar via [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl).
- Voor een korte instructie voor u als zorgverlener kunt u deze [link](#) gebruiken of QR code:



De Navulbare Respimat komt vanaf april 2019 beschikbaar. Het is van belang om de patiënt tijdig te informeren en de veranderingen te laten zien, zodat de patiënt goed op de hoogte is. Hiervoor zijn verschillende ondersteunende materialen beschikbaar. Deze kunt u bestellen via [www.boehringer-interactief.nl](http://www.boehringer-interactief.nl). Voor inhoudelijke vragen kunt u tevens contact opnemen met Maarten van Helvoirt op nummer 06-15040302 of via email [maarten.van\\_helvoirt@boehringer-ingelheim.com](mailto:maarten.van_helvoirt@boehringer-ingelheim.com). Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de medische informatiedienst van Boehringer Ingelheim op nummer 0800 2255889 of via email [medinfo.nl@boehringer-ingelheim.com](mailto:medinfo.nl@boehringer-ingelheim.com).

**DAGELIJKS GEBRUIK**  
U hoeft deze inhalator slechts **eenmaal per dag** te gebruiken.  
Neem bij ieder gebruik **twee inhalaties**.

		
<b>1. DRAAI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Houd de kap gesloten</li><li>• <b>DRAAI</b> de doorzichtige houder in de richting van de pijlen op het etiket totdat hij klikt (een halve draai)</li></ul>	<b>2. OPEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OPEN</b> de kap totdat hij helemaal openklapt</li></ul>	<b>3. DRUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adem langzaam en volledig uit en sluit daarna uw lippen om het mondstuk</li><li>• Terwijl u langzaam en diep inademt, <b>DRUKT</b> u op de ontspanner; blijf langzaam inademen</li><li>• Herhaal <b>DRAAI, OPEN, DRUK</b> zodat u in totaal 2 inhalaties binnenkrijgt</li></ul>

**TWEE PUFJES EENMAAL DAAGS**